



# 小鼠骨髓间充质干细胞成脂诱导分化培养基

本细胞仅供科研实验使用

## 产品概述

小鼠骨髓间充质干细胞成脂诱导分化培养基专门为小鼠骨髓间充质干细胞成脂诱导分化而开发，针对小鼠骨髓间充质干细胞的特性优化分化试剂的配方，可增加小鼠骨髓间充质干细胞的成脂分化效果。

本产品含血清成分，仅用于科研用途，不可用于诊断、治疗、临床及其他用途。

小鼠骨髓间充质干细胞成脂诱导分化培养基 ADP1：

## 培养基组成成分

成分名称：添加体积

小鼠骨髓间充质干细胞成脂诱导分化诱导基础培养基 ADP1：175mL

FBS：20mL

谷氨酰胺 Glutamine：2mL

青链霉素 Penicillin-Streptomycin：2mL

胰岛素 Insulin：400 $\mu$ L

IBMX：200 $\mu$ L

罗格列酮 Rosiglitazone：200 $\mu$ L

地塞米松 Dexamethasone：200 $\mu$ L



小鼠骨髓间充质干细胞成脂诱导分化培养基 ADP2(维持培养基):

成分名称添加体积

小鼠骨髓间充质干细胞成脂诱导分化基础培养基 ADP2 : 175mL

FBS : 20mL

谷氨酰胺 Glutamine : 2mL

青链霉素 Penicillin-Streptomycin : 2mL

胰岛素 Insulin : 400 $\mu$ L

### 染色液成分

红 O 染色液 10mL

注: 各成分请根据试剂管上标签标示温度保存。

### 成分说明

产品品牌 : 通蔚生物

产品规格 : 400mL

储存条件 : 按标签所示温度保存, 避光储存

运输条件 : 冰袋冷藏运输

有效期 : 一年

### 注意事项

- 1、使用产品时应注意无菌操作, 避免污染。
- 2、本产品含有血清和双抗, 如无特别需要不用额外再添加血清和双抗, 可以直接使用。
- 3、为保持本产品的最佳使用效果, 不宜将其长时间放置于室温或较高的温度环境中。
- 4、所有产品请于保质期内使用, 超出保质期, 必须放弃使用。



5、本产品只供进一步科研使用，不可应用于临床等其他方面。

官网网址 : [www.tw-reagent.com](http://www.tw-reagent.com)

订购热线 : 021 - 54845833

咨询 QQ : 2881498548

咨询电话 : 15800441009(微信同号)