



IMDM 基础培养基

细胞基本信息

细胞名称	IMDM 基础培养基
细胞品牌	通物生物
细胞规格	500ml
细胞形态	液体
产品货期	现货
细胞简介	IMDM 培养基(Iscoves Modified Dulbeccos Medium)适合细胞的快速增生和高密度培养，包括 Jurkat、COS-7 和巨噬细胞。进一步的研究表明，IMDM 培养基也可以用于培养小鼠 B 淋巴细胞、骨髓造血组织、脂多糖刺激 B 细胞、T 淋巴细胞和多种杂交细胞
细胞培养视频	常见细胞的传代.mp4
储存条件	2°C-8°C，避光储存
质量保障	经过严格的内毒素、渗透压、病原体和 pH 检验，确保产品不含病菌、病毒以及支原体等
产品特性	IMDM 培养基中含有硒、额外的氨基酸和维生素、丙酸盐和 HEPES 缓冲剂，并用硝酸钾替代了硝酸铁
有效期	12 个月
供应范围	仅限于科研实验使用，不得用于其他用途



注意事项

1	含 Earle's 盐和 L-谷氨酰胺，已补充碳酸氢钠，适合细胞培养
---	------------------------------------

售后服务

细胞予重发

1. 细胞运输中遭遇的各种问题，细胞丢失瓶身破损、培养液严重漏液等，**重发**。
2. 收到细胞未开封，如出现污染状况，**重发**。
3. 收到细胞 3 天内，发现污染问题，经核实后，**重发**。
4. 常温发货细胞静置 2 小时后，干冰冻存发货细胞复苏 2 天后，绝大多数细胞未存活，经核实后，**重发**。
5. 常温发货的细胞静置 22 小时且未开封或干冰冻存发货的细胞复苏 2 天后，出现污染经核实后，**重发**。
6. 细胞活性问题在收到产品 3 天内提出真实实验结果，用台盼蓝染色法鉴定细胞活力，经核实后，**重发**。

细胞不予重发

1. 客户操作造成细胞污染，**不重发**。
2. 客户严重操作失误致细胞状态不好，**不重发**。
3. 非我们推荐细胞培养体系致的细胞状态不好，**不重发**。
4. 细胞状态不好，未提供真实清晰的培养前 3 天的细胞状态照片，**不重发**。
5. 细胞培养时经其它处理导致细胞出现问题的，**不重发**。
6. 收到细胞发现问题与客服人员沟通的时间证明大于 3 天的，**不重发**。

特别说明



本细胞仅供科研使用，不得用于其他用途 订购热线：021-54845833/15800441009

上海通蔚生物客户在细胞培养过程中，有任何技术问题可以拨打免费服务电话 **021-54845833 或 15800441009**，我们随时给予实验中的免费解答。